

DKF 11-R  
Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter  
für Miele Dunstabzugshaube DA 7198 W.

EAN-Nr.: 4002515944400 / Materialnummer: 10787630 /  
Alte Materialnummer: 28996385EU1



- Mit Aktivkohle – Neutralisiert effektiv unangenehme Kochgerüche
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Bei Einhaltung der Wechselintervalle günstiger als Einmalfilter
- Lebensdauer 3 Jahre
- Inhalt: 1 Filter, Maße: 25,0 cm x 19,8 cm x 4,1 cm