

WA UP2 1401 L  
Miele UltraPhase 2  
2-Komponentenwaschmittel für Buntes, Weißes und Feines.

EAN-Nr.: 4002515953907 / Materialnummer: 10803790 /  
Alte Materialnummer: 11997133EU5



- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Hochergiebig – 1,4 Liter für 50 Waschladungen
- Für alle Miele W1 Waschmaschinen mit TwinDos