

LAC/DOUBLETEMP  
 Temperaturwahlschalter  
 für 2 programmierbare Temperaturen.



- Zum einfachen Umschalten zwischen 2 festgelegten Temperaturen
- Nicht mit PLC-Steuerung verfügbar
- Nicht für Dampfbeheizte Varianten verfügbar

EAN-Nr.: 4002515962220 / Materialnummer: 10818020 /  
 Alte Materialnummer: 59535006D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Mangeln	•
<b>Geräte-/Zubehörzugehörigkeit</b>	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiges Zubehör	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Nettogewicht [kg]	1,00
Bruttogewicht in kg	1,00