

LAC/TABLE70/500

Verlängerter Ausgabetisch

für mehr Platz zum Falten und Stapeln der Textilien auf der Ausgabeseite.



- Der Abnahmetisch bietet eine Arbeitstiefe von 700 mm
- Geeignet für D 500

EAN-Nr.: 4002515962237 / Materialnummer: 10818030 /
Alte Materialnummer: 59535007D

Produktzugehörigkeit	
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
Produktkategorie	
Tisch/Tischzubehör	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	20
Außenmaß, Nettobreite in mm	3300
Außenmaß, Nettotiefe in mm	100
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	100
Nettogewicht [kg]	5,00
Bruttogewicht in kg	5,00