


LAC/MURAAL/500

Wäscherückführung

für eine automatische Rückführung der Wäsche zur Eingabeseite.



- Nicht nutzbar mit einem verlängerten Eingabetisch
- Jederzeit umschaltbar zwischen front-/rückseitiger Wäscheausgabe
- Besonders empfehlenswert bei kleinen Textilien
- Bedienung der Mangel mit einer Person möglich
- Geeignet für D 500 bis D 800

EAN-Nr.: 4002515962282 / Materialnummer: 10818170 / Alte Materialnummer: 59535011D

Produktzugehörigkeit	
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktkategorie	
Wäscherückführung	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	200
Außenmaß, Nettobreite in mm	3300
Außenmaß, Nettotiefe in mm	50
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	200
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	50
Nettogewicht [kg]	10,00
Bruttogewicht in kg	10,00