

LAC/LONGFEED50

Verlängerter Eingabetisch

mit Gurten, 50 cm lang, für eine präzisere Eingabe des Textils in die Mangel.



- Optimierte Bedienhöhe für ein ergonomisches Arbeiten
- Besonders empfehlenswert bei großen Textilien

EAN-Nr.: 4002515962299 / Materialnummer: 10818180 /
Alte Materialnummer: 59535012D

Produktzugehörigkeit	
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	200
Außenmaß, Nettobreite in mm	3300
Außenmaß, Nettotiefe in mm	500
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	200
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	500
Nettogewicht [kg]	50,00
Bruttogewicht in kg	50,00