

LAC/THERMAL

Thermoöl-Verbindung - 3-Wege-Ventil

zur Umrüstung der Mangel auf die Beheizung von vorhandenem Thermoöl.



EAN-Nr.: 4002515962381 / Materialnummer: 10818290 / Alte Materialnummer: 59535021D

Produktzugehörigkeit	
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	200
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	400
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	200
Außenmaß, Bruttobreite in mm	200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	400
Nettogewicht [kg]	5,00
Bruttogewicht in kg	5,00