

LAC/THERMAL

Thermoöl-Verbindung - 3-Wege-Ventil

zur Umrüstung der Mangel auf die Beheizung von vorhandenem Thermoöl.



EAN-Nr.: 4002515962381 / Materialnummer: 10818290 /

Alte Materialnummer: 59535021D

Produktzugehörigkeit

Mangeln

•

Geräte-/Zubehörzugehörigkeit

D 500-2000

•

D 500-2200

•

D 500-2500

•

D 500-3000

•

D 500-3300

•

D 600-1750

•

D 600-2000

•

D 600-2200

•

D 600-2500

•

D 600-3000

•

D 600-3300

•

D 800-1300

•

D 800-1750

•

D 800-2000

•

D 800-2200

•

D 800-2500

•

D 800-3000

•

D 800-3300

•

M 500-1750

•

M 500-2000

•

M 500-2200

•

M 500-2500

•

M 500-3000

•

M 500-3300

•

Produktkategorie

Sonstiges Zubehör

•

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

200

Außenmaß, Nettobreite in mm

200

Außenmaß, Nettotiefe in mm

400

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

200

Außenmaß, Bruttobreite in mm

200

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

400

Nettogewicht [kg]

5,00

Bruttogewicht in kg

5,00