

LAC/MODULGAS

Leistungsmoudulierender Gasbrenner
für eine konstante Betriebstemperatur der Mangel.



- Senkung des Gasverbrauches um bis zu 10 %
- Keine Temperaturschwankungen für gleichmäßige Mangelergebnisse
- Nur für gasbeheizte Mangeln erhältlich

EAN-Nr.: 4002515962398 / Materialnummer: 10818300 / Alte Materialnummer: 59535022D

Produktzugehörigkeit	
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Maße und Gewicht	
Nettogewicht [kg]	1,00
Bruttogewicht in kg	1,00