


APFD 401

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Medikamentenbechern.



- Geeignet für die Aufnahme von 60 Medikamentenbechern
- Geeignet für die Aufnahme von 10 APFD 402
- Ausgestattet mit 10 Reihen mit einem Strebenabstand von 36 mm
- Maximale Höhe des Spülguts 42 mm


EAN-Nr.: 4002516152163 / Materialnummer: 10869810 / Alte Materialnummer: 67540101D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategorie	
Einsatz für Medikamentenbecher	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
Medikamentenbecher [Anzahl]	60
Einsatz APFD 402 [Anzahl]	10

APFD 401

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Medikamentenbechern.



EAN-Nr.: 4002516152163 / Materialnummer: 10869810 / Alte Materialnummer: 67540101D

<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	58
Außenmaß, Nettobreite in mm	220
Außenmaß, Nettotiefe in mm	414
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	75
Außenmaß, Bruttobreite in mm	235
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	430
Nettogewicht in kg	1,22
Bruttogewicht in kg	1,41