

TC 1150

Aufsatzverkleidung

für 1150 mm breite Geräte ohne Dampfkondensator oder Trocknungsaggregat.

EAN-Nr.: 4002515992128 / Materialnummer: 10880750 / Alte Materialnummer: 69252004D



- Inklusive abschließbarer Servicetür
- Verblendung bis zur Raumdecke muss bauseitig erstellt werden

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1002
Außenmaß, Nettobreite in mm	835
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1200
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1002
Außenmaß, Bruttobreite in mm	835
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	60,13
Bruttogewicht in kg	75,13