

DS 5

Membrandosierpumpe

für 5-Liter-Kanister, zur Dosierung von flüssigen Medien.

EAN-Nr.: 4002515992234 / Materialnummer: 10880860 / Alte Materialnummer: 69249001D



- Zur Nachrüstung von zusätzlichen Dosierpumpen
- Zur Dosierung von Reinigern, Klarspülern, Neutralisationsmitteln
- Inkl. Sauglanze für 5-Liter-Kanister
- Lieferumfang: Dosierpumpe, -lanze, -volumenkontrolle & Schläuche

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
AC/DC	DC
Spannung in V	24
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,01
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	475
Nettogewicht in kg	0,68
Bruttogewicht in kg	1,05