

DS 10  
Membrandosierpumpe  
für 10-Liter-Kanister, zur Dosierung von flüssigen Medien.



- Zur Nachrüstung von zusätzlichen Dosierpumpen
- Zur Dosierung von Reinigern, Klarspülern, Neutralisationsmitteln
- Inkl. Sauglanze für 10-Liter-Kanister
- Lieferumfang: Dosierpumpe, -lanze, -volumenkontrolle & Schläuche

EAN-Nr.: 4002515992241 / Materialnummer: 10880870 / Alte Materialnummer: 69249101D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Dosiersystem	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
AC/DC	DC
Spannung in V	24
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,01
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	200
Außenmaß, Bruttobreite in mm	480
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht in kg	1,05
Bruttogewicht in kg	1,25