

DS 10
 Membrandosierpumpe
 für 10-Liter-Kanister, zur Dosierung von flüssigen Medien.

EAN-Nr.: 4002515992241 / Materialnummer: 10880870 / Alte Materialnummer: 69249101D



- Zur Nachrüstung von zusätzlichen Dosierpumpen
- Zur Dosierung von Reinigern, Klarspülern, Neutralisationsmitteln
- Inkl. Sauglanze für 10-Liter-Kanister
- Lieferumfang: Dosierpumpe, -lanze, -volumenkontrolle & Schläuche

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Standard Elektroanschluss	
AC/DC	DC
Spannung in V	24
Gesamtanschluss in kW	0,01
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	200
Außenmaß, Bruttobreite in mm	480
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht in kg	1,05
Bruttogewicht in kg	1,25