

SC

Dampfkondensator

zur optimalen Entfeuchtung und Kühlung der Abluft.



- Nur in Verbindung mit Trocknungsaggregat nutzbar
- Möglichkeit zum Anschluss an bauseitigen Kühlwasserkreislauf

EAN-Nr.: 4002516024323 / Materialnummer: 10928990 /
Alte Materialnummer: 69251300D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	770
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	800
Nettogewicht in kg	14,00
Bruttogewicht in kg	135,00
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
UL	•