

PR
Einbau-Protokolldrucker
zum Ausdruck von Prozessprotokollen.



EAN-Nr.: 4002516024040 / Materialnummer: 10931290 / Alte Materialnummer: 69247003D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8617	•
Produkteigenschaften	
Farbe	Schwarz
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	95
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	291
Nettogewicht in kg	0,92
Bruttogewicht in kg	2,50