

DP [50Hz]
 Ablaufpumpe
 zur Umrüstung eines Gerätes mit Ablaufventil auf Ablaufpumpe.



- Für Installationen ohne Bodenablauf

EAN-Nr.: 4002516024057 / Materialnummer: 10931330 / Alte Materialnummer: 69240003D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß, Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	180
Außenmaß, Bruttobreite in mm	390
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	390
Nettogewicht in kg	3,88
Bruttogewicht in kg	5,73