

A 501

Wagen

mit 4 Ebenen zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen
- Mit Einschüben A 601 erweiterbar auf 5 oder 6 Ebenen

EAN-Nr.: 4002516050438 / Materialnummer: 10973890 / Alte Materialnummer: 69650101D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	18
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	12
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	659
Außenmaß, Nettobreite in mm	650
Außenmaß, Nettotiefe in mm	710
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	795
Außenmaß, Bruttobreite in mm	860
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	715
Nettogewicht in kg	9,80
Bruttogewicht in kg	31,00