

A 603  
 Aufsatz  
 zur Erweiterung des Wagens A 500 auf 2 Ebenen.



- Mit Sprüharm

EAN-Nr.: 4002516050520 / Materialnummer: 10973980 / Alte Materialnummer: 69660301D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	3
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	2
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	565
Außenmaß, Nettobreite in mm	640
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	780
Außenmaß, Bruttobreite in mm	710
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	6,80
Bruttogewicht in kg	13,80