

A 606  
Modul

zur Nutzung von z.B. Laborglaseinsätzen in der oberen Ebene des Wagens A 503



- Mit Sprüharm

EAN-Nr.: 4002516050537 / Materialnummer: 10973990 / Alte Materialnummer: 69660601D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	97
Außenmaß, Nettobreite in mm	505
Außenmaß, Nettotiefe in mm	606
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	120
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	620
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,00