

A 314

Siebschale

zur optimalen Aufbereitung von ophthalmologischen Instrumenten mit Lumen.



- Inkl. 1 Spüleiste zum Anschluss von Ophthalmologieinstrumenten
- Siebschale mit abnehmbarem Deckel
- Besonders geeignet für Wagen A 207

EAN-Nr.: 4002516321262 / Materialnummer: 10979670 /
Alte Materialnummer: 69631400D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Modul für Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	38
Außenmaß, Nettobreite in mm	223
Außenmaß, Nettotiefe in mm	151
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	75
Außenmaß, Bruttobreite in mm	180
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	245
Nettogewicht in kg	0,72
Bruttogewicht in kg	0,85