


A 605 Modul

zur optimalen Aufbereitung von Röhrchen, Vials, Reagenzgläsern etc.



- Bestückt mit 98 Injektordüsen
- Max. H 160 mm, max. Ø 20 mm
- Einsetzbar im Wagen A 503

EAN-Nr.: 4002516063339 / Materialnummer: 10999010 / Alte Materialnummer: 69660500D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	98
Vials [Anzahl]	98
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	158
Außenmaß, Nettobreite in mm	254
Außenmaß, Nettotiefe in mm	604
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,40
Bruttogewicht in kg	6,40