

A 612  
Modul  
zur optimalen Aufbereitung von großvolumigem Laborglas.



- Individuell bestückbar mit Injektordüsen
- Geeignet für Laborflaschen 2-10 l, Rundkolben 2-6 l
- Geeignet für Erlenmeyerkolben 2-5 l, Messkolben 2-5 l
- Einsetzbar in Wagen A 503

EAN-Nr.: 4002516063353 / Materialnummer: 10999050 / Alte Materialnummer: 69661200D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Modul für großvolumiges Laborglas	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Großvolumiges Laborglas [Anzahl]	4
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	221
Außenmaß, Nettobreite in mm	253
Außenmaß, Nettotiefe in mm	608
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	245
Außenmaß, Bruttobreite in mm	270
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	635
Nettogewicht in kg	3,60
Bruttogewicht in kg	4,40