


A 613
Modul
zur optimalen Aufbereitung von Voll- und Messpipetten.



- Bestückt mit 98 Injektordüsen
- Geeignet für Messpipetten mit einem Volumen von 1-50 ml
- Geeignet für Vollpipetten mit einem Volumen von 1-100 ml
- Einsetzbar in Wagen A 503

EAN-Nr.: 4002516063360 / Materialnummer: 10999070 / Alte Materialnummer: 69661300D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	98
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	194
Außenmaß, Nettobreite in mm	254
Außenmaß, Nettotiefe in mm	604
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	200
Außenmaß, Bruttobreite in mm	270
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	4,40
Bruttogewicht in kg	6,40