

A 506

Wagen

mit 4 Ebenen zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen

EAN-Nr.: 4002516063223 / Materialnummer: 10999130 / Alte Materialnummer: 69650600D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	12
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	8
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	555
Außenmaß, Nettobreite in mm	650
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,40
Bruttogewicht in kg	6,40