


APWD 060

Korb

zur optimalen Aufnahme von diversen Einsätzen und Siebschalen.



- Bestückungshöhe 230 mm -breite 370 mm, -tiefe 395 mm

EAN-Nr.: 4002516066644 / Materialnummer: 11017140 / Alte Materialnummer: 68406000D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategorie	
Sonstiger Korb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	85
Außenmaß, Nettobreite in mm	395
Außenmaß, Nettotiefe in mm	469
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	262
Außenmaß, Bruttobreite in mm	408
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	512
Nettogewicht in kg	1,42
Bruttogewicht in kg	2,92