


APWD 061

Korb

zur optimalen Aufnahme von Handstücken und diversen Einsätzen und Siebschalen.

EAN-Nr.: 4002516066651 / Materialnummer: 11017150 / Alte Materialnummer: 68406100D



- Ausgestattet mit 6 Aufnahmen für Hand-, Winkelstücke und Turbinen
- Ausgestattet mit 6 Injektoren Ø 3,8 mm x 15 mm für Sauger
- Aktive Innentrocknung von Hand- und Winkelstücken
- Beladungsmaße H 230, B 320, T 395 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	6
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	6
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	85
Außenmaß, Nettobreite in mm	395
Außenmaß, Nettotiefe in mm	469
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	262
Außenmaß, Bruttobreite in mm	408
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	512
Nettogewicht in kg	2,18
Bruttogewicht in kg	3,68