

APWD 062

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von stehendem Instrumentarium.



- Geeignet für die Aufnahme von Sonden, Pinzetten und Mundspiegeln
- Geeignet für die Aufnahme von Feilen, Meißeln & Podologieinstrum.

EAN-Nr.: 4002516066668 / Materialnummer: 11017160 / Alte Materialnummer: 68406200D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Instrumente	•
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	122
Außenmaß, Nettobreite in mm	124
Außenmaß, Nettotiefe in mm	395
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	415
Nettogewicht in kg	0,71
Bruttogewicht in kg	0,95