

APWD 063

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 8 Tablett/Trays oder Kassetten.

EAN-Nr.: 4002516066675 / Materialnummer: 11017170 / Alte Materialnummer: 68406300D



- Ausgestattet mit 9 Halterungen, Abstand 40 mm

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Einsatz für Trays/Tabletts	•
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
Kapazität	
Trays/Tabletts [Anzahl]	8
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	110
Außenmaß, Nettobreite in mm	103
Außenmaß, Nettotiefe in mm	389
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	185
Außenmaß, Bruttobreite in mm	222
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	556
Nettogewicht in kg	0,30
Bruttogewicht in kg	1,09