


APWD 069

Filter

zur Verhinderung des Einspülens von Partikeln in die Übertragungsinstrumente.



- Zur Vermeidung von Blockagen durch Kleinstpartikel
- Edelstahl, wiederaufbereitbar

EAN-Nr.: 4002516066743 / Materialnummer: 11017220 / Alte Materialnummer: 68406900D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Filter	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1
Außenmaß, Nettobreite in mm	3
Außenmaß, Nettotiefe in mm	3
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00