


APWD 070
Silikonadapter
zur Aufnahme von Übertragungsinstrumenten Ø 19-21 mm



- Nur nutzbar mit der Aufnahme APWD 067

EAN-Nr.: 4002516066750 / Materialnummer: 11017230 /
Alte Materialnummer: 68407000D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Adapter	•
Aufnahme bzw. Adapter für Übertragungsinstrumente	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Transparent
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	3
Außenmaß, Nettobreite in mm	3
Außenmaß, Nettotiefe in mm	2
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,01