

A 846

Injektordüse

mit Auflage, zur Reinigung von Laborflaschen und Rundkolben.



- Für Laborflaschen bis 10 L und Rundkolben bis 6 L
- Länge Düse: 127 mm, Länge Düse mit Halterung: 158 mm
- Ø Düse: 10 mm
- Geeignet für Modul A 313 und A 612

EAN-Nr.: 4002516071464 / Materialnummer: 11025590 /

Alte Materialnummer: 69684600D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Gummi, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	158
Außenmaß, Nettobreite in mm	110
Außenmaß, Nettotiefe in mm	110
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	145
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	265
Nettogewicht in kg	0,23
Bruttogewicht in kg	0,37