


A 847

Injektordüse

mit Auflage, zur Reinigung von Erlenmeyerkolben.



- Für Erlenmeyerkolben bis 5 L
- Länge Düse: 127 mm
- Ø Düse: 10 mm, Ø der Auflage: 142 mm
- Geeignet für Modul A 313 und A 612

EAN-Nr.: 4002516071471 / Materialnummer: 11025600 / Alte Materialnummer: 69684700D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	170
Außenmaß, Nettobreite in mm	249
Außenmaß, Nettotiefe in mm	35
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	305
Außenmaß, Bruttobreite in mm	300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	200
Nettogewicht in kg	0,12
Bruttogewicht in kg	0,27