

Miele Black Edition ESPRESSO 4x250g  
BIO Espresso  
perfekt für die Zubereitung von Espresso.

EAN-Nr.: 4002516100300 / Materialnummer: 11029490 /  
Alte Materialnummer: 29992629EU1



- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen in Deutschland geröstet
- Intensiver Geschmack mit würziger, schokoladiger Note
- Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeevollautomaten
- Fairtrade / Bio-zertifiziert DE-ÖKO-001, nicht-EU-Landwirtschaft