

Miele Black Edition DECAF 4x250g

BIO Decaf

perfekt für die Zubereitung von entkoffeinierten Kaffeespezialitäten.

EAN-Nr.: 4002516100331 / Materialnummer: 11029810 /
Alte Materialnummer: 29992635EU1



- 100% Arabica – handselektiert und schonend geröstet für Miele
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen in Deutschland geröstet
- Entkoffinierung durch schonendes biologisches Verfahren
- Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeevollautomaten