

LAC/TABLE70/800

Verlängerter Ausgabetisch

für mehr Platz zum Falten und Stapeln der Textilien auf der Ausgabeseite.

EAN-Nr.: 4002516075998 / Materialnummer: 11034960 / Alte Materialnummer: 59535035D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Mangeln	•
<b>Geräte-/Zubehörszugehörigkeit</b>	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
<b>Produktkategorie</b>	
Tisch/Tischzubehör	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	20
Außenmaß, Nettobreite in mm	3300
Außenmaß, Nettotiefe in mm	100
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	100
Nettogewicht [kg]	5,00
Bruttogewicht in kg	5,00

- Der Ausgabetisch bietet eine Arbeitstiefe von 700 mm
- Geeignet für D 600 und D 800