


LAC/MURAAL/800

Wäscherückführung

für eine automatische Rückführung der Wäsche zur Eingabeseite.



- Nicht nutzbar mit einem verlängerten Eingabetisch
- Jederzeit umschaltbar zwischen front-/rückseitiger Wäscheausgabe
- Besonders empfehlenswert bei kleinen Textilien
- Bedienung der Mangel mit einer Person möglich
- Geeignet für D 500 bis D 800

EAN-Nr.: 4002516076001 / Materialnummer: 11034980 / Alte Materialnummer: 59535036D

Produktzugehörigkeit	
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktkategorie	
Wäscherückführung	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Nettogewicht [kg]	5,00
Bruttogewicht in kg	5,00