

PLW 8615 [EL/S]

Laborspüler, dampf-/elektrobeheizt

- eintürig, 900 mm breit, 351 l Nutzvolumen.



EAN-Nr.: 4002516080640 / Materialnummer: 11046410 /
Alte Materialnummer: 62861503D

- Leistung/Charge z.B. 216 Laborflaschen, 588 Vials oder 294 Pipetten
- Flexibel und einfach – Modulare Beladungsträger & EasyLoad-System
- Bis zu 60% weniger Wasserverbrauch bezogen auf die Beladung *
- Effizient – starke Pumpenleistung mit der drehzahlvariablen Pumpe
- Sichere Ergebnisse – Sprühharmsensierung & Leitfähigkeitsmodul

* z.B. 60% Einsparung mit 100 ml Laborflaschen im Universal Max-Programm im Vergleich zum Lab-Universal-Programm der PG 8527