

FA WS 151 L
Duftflakon WhiteFlower Sensitive
für 50 Trocknergänge.

EAN-Nr.: 4002516118503 / Materialnummer: 11047270 /
Alte Materialnummer: 11997162EU1



- Für ein frisches, bis zu 4 Wochen lang anhaltendes Dufterlebnis
- Herrlich duftende Wäsche – ganz ohne Weichspüler
- WhiteFlower Sensitive – florale Duftnoten mit Zitrusfrische
- Ohne allergieauslösende Inhaltsstoffe
- Speziell für Miele von Parfümeuren in der Provence entwickelt
- Für alle Miele T1 Trockner mit FragranceDos