

A 838

Schlüsselset

zur Einstellung von Korbhöhen & Montage/Demontage von Injektordüsen.



- Set bestehend aus Torx- und Maulschlüssel
- Passend für Miele Oberkörbe und Beladewagen

EAN-Nr.: 4002516171720 / Materialnummer: 11054290 /  
Alte Materialnummer: 69783800D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Laborspüler	•
Großraum-Laborspüler	•
SlimLine-Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgerät, klein, Dental	•
Großraum-Thermodesinfektoren, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,01