

A 838

Schlüsselset

zur Einstellung von Korbhöhen & Montage/Demontage von Injektordüsen.



- Set bestehend aus Torx- und Maulschlüssel
- Passend für Miele Oberkörbe und Beladewagen

EAN-Nr.: 4002516171720 / Materialnummer: 11054290 / Alte Materialnummer: 69783800D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00