

A 312  
Modul  
zur Aufbereitung von Viskosimetern.



- Geeignet für bis zu 8.0 Viskosimeter
- Ausgestattet mit 8 Spezialdüsen A 867
- Düsenabstand 118 mm in der Breite, 118 mm in der Tiefe

EAN-Nr.: 4002516087397 / Materialnummer: 11054470 / Alte Materialnummer: 69631200D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Modul für Viskosimeter	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff, Silikon
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Viskosimeter [Anzahl]	8,0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	221
Außenmaß, Nettobreite in mm	234
Außenmaß, Nettotiefe in mm	459,2000000000005
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	1,58
Bruttogewicht in kg	2,33