


A 837

Spülhülsen-Set

insbesondere zur Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten aus dem Bereich HNO.



- Zur Bestückung des Oberkorbes A 105/1 oder des Moduls A 315
- Inkl. Kappe und Befestigungsschelle
- Verpackungseinheit mit 22 Spülhülsen A 817

EAN-Nr.: 4002516204107 / Materialnummer: 11054690 / Alte Materialnummer: 69783700D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Spülhülse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	180
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,53
Bruttogewicht in kg	0,53