

A 313
Modul
zur Aufbereitung von großvolumigem Laborglas.



- Laborflaschen bis 10 l
- Rundkolben bis 6 l
- Erlenmeyerkolben bis 5 l
- Messkolben bis 5 l
- Individuell mit Düsen und Halterungen bestückbar
- Ausgestattet mit 5 Injektorpositionen für 2 oder 3 Spülgüter

EAN-Nr.: 4002516087854 / Materialnummer: 11055970 /
Alte Materialnummer: 69631300D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Modul für großvolumiges Laborglas	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	221
Außenmaß, Nettobreite in mm	234
Außenmaß, Nettotiefe in mm	495
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	260
Außenmaß, Bruttobreite in mm	270
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	2,82
Bruttogewicht in kg	3,29