

A 315 Modul

zur Kapazitätssteigerung und Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten.



- Steigerung der Injektorkapazität von 22 auf 44 Stück
- Rückwärtskompatibel zu allen am Markt befindlichen A 151
- Alle gängigen Dental- & HNO-Adapter und Zubehöre sind einsetzbar
- Nutzbar mit den erhältlichen Oberkörben A 101, A 102 & A105/1

EAN-Nr.: 4002516087861 / Materialnummer: 11055980 / Alte Materialnummer: 69631500D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für HNO-Instrumentarium	•
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Kapazität	
HNO-Instrumente [Anzahl]	22
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Sauger [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	145
Außenmaß, Nettobreite in mm	492
Außenmaß, Nettotiefe in mm	542
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	1,35
Bruttogewicht in kg	2,35
Beipack	
A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1