

A 845

Injektordüse

mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 2,5, Länge 125 mm, 1 Stück.



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Verpackungseinheit mit 1 Düse

EAN-Nr.: 4002516188797 / Materialnummer: 11056670 / Alte Materialnummer: 69684500D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	124,9
Außenmaß, Nettobreite in mm	60
Außenmaß, Nettotiefe in mm	55
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	40
Außenmaß, Bruttobreite in mm	65
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	118
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,03