


A 302/2

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas - ausrüstbar mit 32 Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc.
- Modul ohne Injektordüsen – Bestückung nach individuellem Bedarf
- Für bis zu 32 Injektordüsen
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 60 mm in der Breite, 57 mm in der Tiefe
- Besonders geeignet für A 844 und A 845 (Düsendurchmesser 2,5 mm)

EAN-Nr.: 4002516087656 / Materialnummer: 11056790 / Alte Materialnummer: 69630202D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	32
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	72
Außenmaß, Nettobreite in mm	195
Außenmaß, Nettotiefe in mm	479
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	200
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	1,09
Bruttogewicht in kg	2,16