

A 861  
Haltegitter  
für Injektormodul A 301/4 und A 301/5.



- Einteilung: 3x6 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 301/4 und A 301/5
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN-Nr.: 4002516087670 / Materialnummer: 11056810 / Alte Materialnummer: 69686100D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	18
Fächerbreite in mm	74
Fächerlänge in mm	74
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	80
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	350
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	210
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	495
Nettogewicht in kg	0,10
Bruttogewicht in kg	1,87