


APLW 000

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Laborglas auf oberen Ebenen.

EAN-Nr.: 4002516115281 / Materialnummer: 11104470 / Alte Materialnummer: 69300000D



- Ausgestattet mit 1 eingebautem Sprüharm
- Zur Aufnahme von Einsätzen
- Bestückungsmaß: 484 x 525 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	160
Außenmaß, Nettobreite in mm	560
Außenmaß, Nettotiefe in mm	532
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	190
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	4,30
Bruttogewicht in kg	6,07