

APLW 001

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Laborglas auf der untersten Ebene.



- Maximale Beladebreite: 470 mm
- Maximale Beladetiefe: 490 mm

EAN-Nr.: 4002516115298 / Materialnummer: 11104480 / Alte Materialnummer: 69300100D

| | |
|--|-----------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz/Modul für Bechergläser | • |
| Wagen für Einsätze | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 135 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 535 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 582 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 190 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 560 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 610 |
| Nettogewicht in kg | 4,20 |
| Bruttogewicht in kg | 5,90 |